

Análises e informações retrospectivas da perfusão


Inovação. Inteligente.



Software Acumen Analytics

Informações retrospectivas da perfusão

O software Acumen Analytics permite que você visualize e analise, de forma retrospectiva, os parâmetros hemodinâmicos previamente monitorados da plataforma de monitoramento avançado HemoSphere ou da plataforma clínica EV1000, destacando eventos como:



Duração da hipotensão




Frequência da hipotensão



Prevalência da hipotensão

Principais recursos do software Acumen Analytics



Painel principal de visualização

Com um layout simplificado em blocos, a página principal de visualização organiza uma lista de todos os arquivos, resumos e comparação de coortes, proporcionando panoramas práticos.



Parâmetros de tendências

No centro do software Acumen Analytics, ficam os dados dos parâmetros hemodinâmicos avançados das plataformas de monitoramento. É possível analisar os dados registrados de parâmetros de pressão e fluxo.

Hypotension Statistics	
Gender	♂ 100 % (male) ♀ 0 % (female)
Monitoring time per patient	⌵ 226.07 ± 174.3 [15.34, 271.33, 478.33]
Number of patients with hypotension	10 of 10 100%
Total number of hypotensive events in dataset	91 ⌵ 9.1 ± 8.28 [1, 8, 22.5]

Estatísticas de hipotensão

Essa lista de resumos de casos apresenta estatísticas sobre os principais cálculos hipotensores, como número médio de eventos hipotensores, duração de cada evento, número de pacientes de uma coorte que passaram por um evento hipotensor.



Comparação de coortes

A tela de comparação de coortes permite que você compare dados de duas coortes de modo retrospectivo. Ao visualizar os dados de hipotensão intraoperatória, os principais dados são a duração da hipotensão e os eventos de PAM abaixo de 65 mmHg. A tela personalizável de resumo de coortes exibe um resumo dos dados coletados para o paciente ou o grupo de pacientes escolhido.

Exclusivo para uso de profissionais. Consulte as instruções de uso para obter informações completas de prescrição, incluindo indicações, contraindicações, avisos, precauções e eventos adversos. Produto para saúde de uso profissional e de venda exclusiva para instituições sanitárias e profissionais da saúde.

Autorizado pela ANVISA HEMOSPHERE 80219050168; Acumen IQ 80219050175.

Edwards, Edwards Lifesciences, o logotipo E estilizado, Acumen, Acumen IQ, HPI e Hypotension Prediction Index são marcas comerciais da Edwards Lifesciences Corporation ou de suas afiliadas. Todas as outras marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2019 Edwards Lifesciences Corporation. Todos os direitos reservados. DOC-0138714/A

Edwards Lifesciences • edwards.com/br • saibamais@edwards.com • 11 5567-5200 - Opção 2
Avenida das Nações Unidas, 14.401 – Torre Supupira – 17º. Andar – cj. 171 | São Paulo - 04794-000 – Brasil
Brasil | EUA | Colômbia | Suíça | Japão | China

